Magill Medical

Sistema de Mascarilla Laríngea con Vídeo SafeLM®

La primera y única mascarilla laríngea con vídeo que incorpora una cámara ajustable.



¿Por qué SafeLM®?

Las mascarillas laríngeas (dispositivos supraglóticos) son fuertemente recomendadas por las guías de RCP del ERC y la AHA para su uso durante la reanimación tanto en paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias (OHCA) como intrahospitalarias (IHCA). Sin embargo, en la práctica clínica, persisten desafíos importantes como fugas de aire, desplazamiento del dispositivo y riesgo de aspiración. Además, las tasas de éxito en el primer intento aún pueden mejorar. Un estudio publicado en el British Journal of Anaesthesia (BJA) reveló que la mala colocación ocurre en el 50–80 % de las inserciones de mascarillas laríngeas realizadas a ciegas.[1] Por ello, la mascarilla laríngea con vídeo se considera el futuro del manejo de la vía aérea.[2]

Ventajas de SafeLM®

1. **Colocación guiada por vídeo que garantiza una posición correcta y mejora la tasa de éxito en el primer intento tanto en la colocación como en la ventilación.**
2. **Fácil de aprender y usar, ahorra tiempo y costes de formación, facilitando su integración en distintos entornos clínicos.**
3. **Intubación guiada por vídeo en vía aérea difícil, permite realizar la intubación manteniendo la oxigenación del paciente de forma continua.**
4. **Aspiración de la vía aérea guiada por vídeo**
5. **Cumple con los requisitos de la norma IEC 60601**



Magill Medical Technology
Sitio web: www.magillmed.com
Correo electrónico: support@magillmed.com

Para más información, por favor contacte con:



1. A. A. J. Van Zundert et al. Mala colocación de dispositivos de vía aérea supraglótica: estrategias preventivas y correctivas. British Journal of Anaesthesia 116 (5): 579–582 (2016).
2. A. A. J. Van Zundert et al. La propuesta de un dispositivo supraglótico de tercera generación que facilite la colocación con visión directa. Journal of Clinical Monitoring and Computing (2021) 35:217–224.

Magill Medical

Sistema de Mascarilla Laríngea con Vídeo SafeLM®

La primera y única mascarilla laríngea con vídeo que incorpora una cámara ajustable.





Vía aérea / Intubación
Canal

Pantalla IPS



Botón de encendido/función

Botón de captura de imagen /
Grabación en bucle automática

Canal de drenaje gástrico

Mango de angulación

Botón de liberación



Tubo de vía aérea (PVC)



Canales de inflado

Manguito (silicona)

Cámara ajustable









Tamaño de la Máscara Laríngea con Vídeo	#2	#2.5	#3	#4	#5
Videoscopio	EM-16C		EM-16A		
Peso del Paciente (kg)	10-20	20-30	30-50	50-70	70 -100
Volumen Recomendado del Cuff (ml)	10	14	20	30	30
Volumen Máximo del Cuff (ml)	15	21	30	45	45
Diámetro Interno Máx. Permitido del Tubo Endotraqueal (mm)	-	-	6.5	7.0	7.0
Máximo Calibre Permitido del Tubo Orogástrico (Fr)	10	10	14	14	14

- **El sistema de máscara laríngea con vídeo SafeLM® incluye un videoscopio y una máscara laríngea con vídeo desechable.**
- **Fabricante: Changsha Magill Medical Technology Co., Ltd. Dirección: N.º 41, Calle Yannong, Changsha, Hunan, China**
- Número de Registro CE MDR: Máscara Laríngea con Vídeo: HZ2248988-1, Videoscopio: DE/CA20/00180441
- Número de Regulación FDA: Máscara Laríngea con Vídeo Desechable: 868.5110, Videoscopio: 868.5530